

ULOSTEEN PARASIITTINÄYTE (F-ParaNho)

Saat näytteenottotarvikkeet laboratoriosta

- Näytteenottotikku
- Näyteputki (eNATTM)
- Suljettava muovipussi ja nimitarra

Ulostenäytteen ottaminen

- 1) Ota ulostenäyte esim. kertakäyttölautaselle tai WC-paperiin
- 2) Avaa näyteputken vaaleansininen korkki ja aseta putki pystyasentoon tasaiselle alustalle.
- 3) Ota näytteenottotikku pois suojapakkauksesta.
- 4) Työnnä näytteenottotikun pää ulosteeseen. Älä laita ulostetta tikkuun liikaa, vain ohut kerros tikun päähän.



Sopiva määrä ulostenäytettä



Liikaa ulostenäytettä

- 5) Työnnä näytteenottotikku näyteputken nesteeseen ja sekoita hyvin.
- 6) Ota näytteenottotikku pois nesteestä ja hävitä se esim. sekajätteen mukana.
- 7) Sulje näyteputki huolellisesti putken omalla, sinisellä korkilla.
- 8) Kirjoita tarraan nimesi, henkilötunnuksesi ja näytteenottopäivämäärä ja aika.
- 9) Laita sinikorkkinen näyteputki ja tarra muovipussiin. Sulje pussi huolellisesti.
- 10) Tuo näyteputki mielellään samana päivänä laboratorioon. Jos et voi tuoda näytettä samana päivänä, säilytä näyte jääkaapissa seuraavaan päivään asti.

Säilytä näyteputkea lasten ulottumattomissa. Sisältää guanidiinitiosyanaattia.
Toimintaohje näyteputken nesteen joutuessa:

IHOLLE:

- Riisu saastunut vaatetus.
- Pese iho runsaalla vedellä ja miedolla pesuliuksella noin 10 -15 min ajan.

SILMIIN:

- Huuhtelee runsaalla vedellä noin 20 – 30 min ajan.
- Jos silmiin kehittyy tulehdusoireita, kuten kipua tai näköhäiriöitä ota yhteys lääkäriin.

SUUHUN:

- Älä yritä oksentaa.
- Huuhtelee suu.
- Juo vettä (n. 1 lasillinen)

Tarvittaessa ota yhteys myrkytystietokeskukseen 09 – 471 977 tai 09 - 4711